

Fresubin®

HP ENERGY

Fresubin® HP ENERGY

e 1000 ml

Fresenius
Kabi

EasyBag

GB Food for special medical purposes. Nutritionally complete tube feed, fibre free. 1.5 kcal/ml energy density with 20% energy from protein. With fish oil, with adapted fat blend containing 57% of total fat (20% energy) from medium chain triglycerides (MCT). Clinically free from lactose and gluten free. (UK only: Lactose and gluten free). For the dietary management of patients with or at risk of disease related malnutrition, in particular with increased energy and protein needs and/or fluid restrictions and/or fat malabsorption. **Dosage:** To be determined by a health care professional according to patients' needs. Recommendation for complete nutrition ≥ 1500 ml (2250 kcal)/day. **Important notes:** To be used under medical supervision. Monitor feeding rate. Suitable as sole source of nutrition. Not suitable for children < 3 years. Use with caution in children < 6 years. Not suitable for patients with galactosaemia. Ensure adequate fluid intake. (UK only: For enteral use only). **Instructions for use:** Store at room temperature. Once opened, use within 24 hours. Shake well before use! Do not use if bag is damaged or swollen or content is coagulated. Do not mix with drugs. **Ingredients:** Water, maltodextrin, edible sodium caseinate (from milk), medium chain triglycerides, milk protein, vegetable oils (soya oil, linseed oil), whey protein (from milk), potassium citrate, fish oil, potassium chloride, sodium chloride, calcium chloride, sodium citrate, choline chloride, magnesium oxide, calcium phosphate, vitamin C, acidity regulator (E 330), magnesium citrate, emulsifier (E 471), zinc sulphate, ferric diphosphate, ferrous sulphate, niacin, vitamin E, manganese chloride, pantothenic acid, sodium fluoride, riboflavin, cupric sulphate, vitamin B₆, thiamin, vitamin A, β -carotene, folic acid, chromium chloride, potassium iodide, sodium molybdate, sodium selenite, biotin, vitamin K, vitamin D, vitamin B₁₂. (AU/NZ only: Low in lactose, gluten free. Contains milk proteins and fish oil.) **E** **Alimento para propósitos médicos especiales.** Fórmula polimérica, para alimentación por sonda, hipercalórica (1.5 kcal/mL), hiperproteico (20% de la energía) a base de maltodextrinas, proteína láctea (caseína y proteína whey) y lípidos con EPA y DHA provenientes de aceite de pescado, triglicéridos de cadena media y ácidos grasos monoinsaturados. Para el manejo nutricional de adultos con caquexia o desnutrición proteico calórica moderada o severa, asociadas a: Insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades neurológicas (demencia, secuelas ACV, parkinson, alzheimer), cáncer en estadios III y IV (Cabeza y cuello, mama, cuello uterino, páncreas, pulmón, colon, próstata en estadios III y IV), quemaduras de II y III grado, úlceras por presión grado II - IV, adultos con sarcopenia secundaria asociada a VIH/sida, enfermedades neurológicas (demencia, secuelas ACV, parkinson, alzheimer), insuficiencia cardíaca congestiva, EPOC, cáncer en estadios III y IV (cabeza y cuello, mama, cuello uterino, páncreas, colon, próstata) con requerimientos nutricionales incrementados de energía y proteínas e incapacidad para suplir sus requerimientos con una alimentación normal o modificada. **Dosificación:** A ser determinada por parte de un profesional del cuidado de la salud de acuerdo con las necesidades de cada persona. **Notas importantes:** Debe ser utilizado bajo supervisión médica. Monitorear la velocidad de alimentación. No apropiado para personas con galactosemia. Osmolaridad 360 mOsmol/L. Densidad energética 1.5 Kcal/mL. Utilizar sólo bajo supervisión médica. **Instrucciones de uso:** Almacenar a temperatura entre 15°C y 25°C. Una vez abierto, usar dentro de las siguientes 24 horas. ¡Agitar bien antes de su uso! No utilizar si la bolsa está dañada o inflada o el contenido está coagulado. No mezclar con medicamentos. Utilizar solo bajo supervisión médica. No utilizar por vía parenteral. Utilizar por sonda. **Ingredientes:** Agua, maltodextrina, caseinato de sodio comestible (a partir de la leche), triglicéridos de cadena media, proteína de la leche, aceites vegetales (aceite de soya, aceite de linaza), proteína de suero de leche (a partir de la leche), citrato de potasio, aceite de pescado, cloruro de potasio, cloruro de sodio, cloruro de calcio, citrato de sodio, cloruro de colina, óxido de magnesio, fosfato de calcio, vitamina C, regulador de acidez (E 330), citrato de magnesio, emulsificador (E 471), sulfato de zinc, difosfato de hierro, sulfato ferroso, niacina, vitamina E, cloruro de manganeso, ácido pantoténico, fluoruro de sodio, riboflavina, sulfato de cobre, vitamina B₆, tiamina, vitamina A, β -caroteno, ácido fólico, cloruro de cromo, yoduro de potasio, molibdato de sodio, selenito de sodio, biotina, vitamina K, vitamina D, vitamina B₁₂.

DK Fødevarer til særlige medicinske formål. Ernæringsmæssig fuldgyltig, energirig og proteinrig sondeer-næring uden fiber. Med fiskeolie, med tilpasset fedtblanding med højt indhold af MCT for lettere absorption. Laktose-fattig. Glutenfri. Til ernæringsmæssig håndtering af patienter med eller i risiko for sygdomsrelateret underernæring, specielt til patienter med øget energi- og proteinbehov, væskerestriktioner og/eller fedtmalabsorption. **Dosering:** Skal vurderes ud fra patientens behov af relevant sundhedspersonale. Anbefaling som fuldgyltig ernæring ≥ 1500 ml/døgn (2250 kcal). **Vigtige oplysninger:** Skal anvendes under lægelig overvågning. Tilførselshastigheden skal overvåges. Eget som eneste ernæringskilde. Ikke egnet til børn < 3 år. Anvendes med forsigtighed til børn < 6 år. Ikke egnet til patienter med galaktosemi. Tilstrækkelig væskeindtag skal sikres. **Brugerinformation:** Opbevares ved stuetemperatur. Anvendes inden 24 timer efter åbning. Omrystes godt før brug! Skal ikke anvendes hvis pakningen er defekt, opsvulmet eller hvis indholdet er klumpet. Må ikke blandes med lægemidler. **Ingredienser:** Vand, maltodextrin, spiseligt natriumkaseinat (fra mælk), mellemkædede triglycerider (MCT), mælkeprotein, vegetabiliske olier (soyaolie, linolie), valleprotein (fra mælk), kaliumcitrat, fiskeolie, kaliumchlorid, natriumchlorid, calciumchlorid, natriumcitrat, cholinchlorid, magnesiumoxid, calciumphosphat, vitamin C, surhedsregulerende middel (E 330), magnesiumcitrat, emulgator (E 471), zinksulfat, jernpyrofosfat, jernsulfat, niacin, vitamin E, manganchlorid, pantothensyre, natriumfluorid, riboflavin, kobbersulfat, vitamin B₆, thiamin, vitamin A, β -caroten, folsyre, chromchlorid, kaliumjodid, natriummolybdat, natriumselenit, biotin, vitamin K, vitamin D, vitamin B₁₂. **CZ** **Potravina pro zvláštní lékařské účely.** Nutričně kompletní, vysokokalorická (1,5 kcal/ml) výživa s vysokým obsahem bílkovin (20 % energetické hodnoty), určená k podávání sondou, bez vlákniny. S rybím olejem, s přizpůsobenou směsí tuků s vysokým obsahem MCT pro snadné vstřebání. S nízkým obsahem laktózy a bez lepku. Pro řízenou dietní výživu při malnutrici či při jejím riziku, zejména pro pacienty se zvýšenou potřebou energie a bílkovin a/nebo s omezeným příjmem tekutin a/nebo s malabsorpcí. **Dávkování:** Musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Doporučené dávkování při celkové výživě je ≥ 1500 ml (2250 kcal)/den. **Důležitá upozornění:** Podávat pod lékařským dohledem. Monitorujte rychlost podávání. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Nevhodné pro děti mladší 3 let. Podávejte opatrně u dětí mladších 6 let. Nevhodné pro pacienty s galaktosémií. Zajistěte adekvátní přísun tekutin. **Návod k použití:** Uchovávejte při pokojové teplotě. Po otevření spotřebujte do 24 hodin. Před použitím dobře protřepat! Nepoužívat, je-li vak poškozen, nafouklý, nebo obsahuje-li sraženiny. Nemíchejte s léky. **Složení:** Voda, maltodextrin, jedlý kaseinát sodný (z mléka), triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, mléčná bílkovina, rostlinné oleje (sójový olej, lněný olej), syrovátková bílkovina (z mléka), citrát draselný, rybí olej, chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid vápenatý, citrát sodný, cholin chlorid, oxid hořečnatý, fosforečnan vápenatý, vitamin C, regulátor kyselosti (E 330), citrát hořečnatý, emulgátor (E 471), síran zinečnatý, difosforečnan železitý, síran železnatý, niacin, vitamin E, chlorid manganatý, kyselina pantothenová, fluorid sodný, riboflavin, síran měďnatý, vitamin B₆, thiamin, vitamin A, β -karoten, kyselina listová, chlorid chromitý, jodid draselný, molybdenan sodný, seleničitan sodný, biotin, vitamin K, vitamin D, vitamin B₁₂.

Not for parenteral (I.V.) use / No
administrar por vía parenteral (I.V.) /
Ikke til parenteral (I.V.) brug! /
Není určeno k parenterálnímu
(i.v.) podání!

Technical Specifications

EasyBag Fresubin HP Energy	
Size:	1000 ml
Document:	0458421_3_GB-E(COL)-DK-CZ
Colours:	2 Colours
	Pantone 300 C
	Pantone 7408 C
Languages:	GB-E(COL)-DK-CZ
Number of Languages:	4 (5)
Type size:	7,75/8,00 pt
Page of Document:	2
Date:	05-09-2025

Fresubin®
HP ENERGY

Nutrition values/Declaración de nutrición/Næringsdeklaration/Výživové údaje		/100 ml
Energy/Valor energético/ Energi/Energie.....	kJ/kcal.....	631/150
Fat/Grasa/Fedt/Tuky.....	g.....	5.8
of which/de la cual/heraf/z toho		
- saturates/saturados/mættede fedtsyrer/ nasycené mastné kyseliny.....	g.....	3.7
- Medium chain triglycerides (MCT)/TCM/MCT.....	g.....	3.3
- mono-unsaturates/monoinsaturados/ enkeltumættede fedtsyrer/mononenasycené mastné kyseliny.....	g.....	0.6
- polyunsaturates/poliinsaturados/ flerumættede fedtsyrer/polynenasycené mastné kyseliny.....	g.....	1.5
- Eicosapentaenoic acid (EPA) + docosahexaenoic acid (DHA).....	g.....	0.05
Carbohydrate/Carbohidratos/ Kulhydrater/Sacharidy.....	g.....	17
of which/de los cuales/heraf/z toho		
- sugars/azúcares/ sukkerarter/cukry.....	g.....	1.0
- lactose/lactosa/ laktose/laktóza.....	g.....	≤ 0.10
Fibre/Fibra/Fiber/Vláknina.....	g.....	0
Protein/Proteína/Bilkoviny*.....	g.....	7.5
Salt/Sal/Sůl.....	g.....	0.30
Vitamin A/Vitamina A/ Vitamin A.....	µg RE.....	92.0
of which/de la cual/heraf/z toho		
- β-Carotene/β-Caroteno/ β-caroten/β-karoten.....	µg RE.....	22.0
Vitamin D/Vitamina D/Vitamin D.....	µg.....	1.3
Vitamin E/Vitamina E/Vitamin E.....	mg α-TE.....	1.3
Vitamin K/Vitamina K/Vitamin K.....	µg.....	6.7
Vitamin C/Vitamina C/Vitamin C.....	mg.....	6.7
Thiamin/Tiamina.....	mg.....	0.13
Riboflavin/Riboflavina.....	mg.....	0.17
Niacin/Niacina.....	mg (mg NE).....	1.6 (3.3)
Vitamin B ₆ /Vitamina B ₆ / Vitamin B ₆	mg.....	0.16
Folic acid/Ácido fólico/ Folsyre/Kyselina listová.....	µg.....	27.0
Vitamin B ₁₂ /Vitamina B ₁₂ / Vitamin B ₁₂	µg.....	0.27
Biotin/Biotina.....	µg.....	5.0
Pantothenic acid/Ácido pantoténico/ Pantothensyre/Kyselina pantothénová.....	mg.....	0.47
Sodium/Sodio/ Natrium/Sodík.....	mg/mmol.....	120/5.2
Potassium/Potasio/ Kalium/Draslík.....	mg/mmol.....	234/6.0
Chloride/Cloruro/ Chlorid/Chloridy.....	mg/mmol.....	184/5.2
Calcium/Calcio/Vápník.....	mg/mmol.....	80.0/2.0
Phosphorus/Fósforo/ Phosphor/Fosfor.....	mg/mmol.....	63.0/2.0
Magnesium/Magnesio/Hofčík.....	mg/mmol.....	27.0/1.1
Iron/Hierro/Jern/Železo.....	mg.....	1.3
Zinc/Zink/Zinek.....	mg.....	1.2
Copper/Cobre/Kobber/Měď.....	mg.....	0.13
Manganese/Manganeso/Mangan.....	mg.....	0.27
Fluoride/Fluoruro/Fluorid/Fluoridy.....	mg.....	0.13
Selenium/Selenio/Selen.....	µg.....	6.7
Chromium/Cromo/Chrom.....	µg.....	6.7
Molybdenum/Molibdeno/ Molybdæn/Molybden.....	µg.....	10
Iodine/Yodo/Jod/Jód.....	µg.....	13.3
Choline/Colina/Cholin.....	mg.....	26.7

750 ml

500 ml

250 ml

Osmolarity/Osmolaridad/
Osmolaritet/Osmolarita.....360 mosmol/l
Water/Aqua/Vand/Voda.....76 ml/100 ml
Fat/Grasa/Fedt/Tuky.....35 kJ%
Carbohydrate/Carbohidratos/
Kulhydrater/Sacharidy.....45 kJ%
Fibre/Fibra/Fiber/Vláknina.....0 kJ%
Protein/Proteína/Bilkoviny.....20 kJ%
*intact milk proteins/proteínas intactas de leche/
intakte mælkeproteiner/intaktní mléčné bílkoviny

Distributor:/Distribuidor:/Distributør:/Distributor:

Fresenius Kabi Ltd., UK-Runcorn, WA7 1NT, IE-Balbriggan, K32 X065 •
Fresenius Kabi Australia, 2 Woodland Way, Mt. Kuring-gai NSW 2080 •
Fresenius Kabi New Zealand, HSBC Tower, Level 14, 188 Quay Street,
Auckland 1010 • Fresenius Kabi, DK-2300 København S • Fresenius
Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, Česká republika •
Fresenius Kabi Colombia S.A.S. Av. Carrera 7 #155c-20 North
Point Torre E, Piso 40, Bogotá D.C., Colombia. Registro Sanitario:
RSA-000781-2016 • Fresenius Kabi South Africa, 162 Tonetti Street,
Halfway House, 1685

Manufacturer:/Fabricante:/Producent:/Výrobce:


Fresenius Hemocare Netherlands B.V.
7881 HM Emmer-Compascuum/Netherlands



LOT :

▲ Best before end/Consumir preferentemente
antes del fin de/Bedst før udgangen af/
Minimální trvanlivost do konce:

see coding on front or back/ver código al frente o al dorso/
se nedenfor eller på forsiden/viz označení na přední nebo
zadní straně obalu



www.fresenius-kabi.com

1000 ml

0458421/3 GB-ECOL-DK-CZ

Not for parenteral (I.V.) use. / No administrar por vía parenteral (I.V.) /
Ikke til parenteral (I.V.) brug! / Není určeno k parenterálnímu (i.v.) podání!