

Fresubin®

ORIGINAL

GB Food for special medical purposes. Nutritionally complete 1 kcal/ml tube feed (ZA only: 4.2 KJ/ml), fibre free, with fish oil. Clinically free from lactose and gluten free (for UK only: lactose and gluten free). For the dietary management of patients with or at risk of disease-related malnutrition. **Dosage:** To be determined by a healthcare professional according to patients' needs. Recommendation for complete nutrition ≥ 1500 ml (1500 kcal)/day (ZA only: 6300 KJ/day). **Important notes:** To be used under medical supervision. Monitor feeding rate. Suitable as sole source of nutrition. Not suitable for children < 3 years. Use with caution in children < 6 years. Not suitable for patients with galactosaemia. Ensure adequate fluid intake. (UK only: For enteral use only). **Instructions for use:** Store at room temperature (ZA only: At room temperature 15-25 °C). Once opened, use within 24 hours. Shake well before use! Do not use if bag is damaged or swollen or content is coagulated. Do not mix with drugs.

Ingredients: Water, maltodextrin, vegetable oils (rapeseed oil, high-oleic sunflower oil), edible sodium caseinate (from milk), soya protein, calcium carbonate, potassium chloride, emulsifiers (soya lecithins, E 471), potassium phosphate, fish oil, stabilisers (E 460, E 466), magnesium chloride, choline bitartrate, sodium citrate, calcium phosphate, sodium chloride, vitamin C, magnesium oxide, potassium citrate, ferrous sulphate, zinc sulphate, niacin, manganese chloride, pantothenic acid, sodium fluoride, thiamin, riboflavin, vitamin B₆, vitamin E, cupric sulphate, vitamin A, β -carotene, folic acid, chromium chloride, potassium iodide, sodium molybdate, sodium selenite, biotin, vitamin K, vitamin D, vitamin B₁₂. Packaged in a protective atmosphere. (For AU/NZ only: Low in lactose, gluten free. Contains milk proteins, fish oil and soy).

➊ Alimento a fini medici speciali. Alimento enterale per sonda nutrizionale completo (1 Kcal/ml), con olio di pesce, senza fibre e glutine. Indicato per la gestione dietetica in soggetti con o a rischio di malnutrizione. **Dose:** Deve essere determinata dal medico in accordo al fabbisogno del paziente. Raccomandato per nutrizione completa: ≥ 1500 ml (1500 Kcal)/die. **Avvertenze importanti:** Deve essere utilizzato sotto controllo medico. Monitorare la velocità di somministrazione. Adatto come unica fonte di nutrizione. Non idoneo in bambini al di sotto dei 3 anni di età. Usare con cautela in bambini di età inferiore ai 6 anni. Non idoneo in pazienti con galattosemia. Assicurare un adeguato apporto di liquidi. Il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale. **Istruzioni per l'uso:** Conservare a temperatura ambiente. Una volta aperto, usare entro 24 ore. Agitare bene prima dell'uso. Non usare se la sacca è danneggiata o gonfia o se il contenuto è coagulato. Non miscelare a farmaci. **Ingredienti:** Acqua, maltodestrine, olii vegetali (olio di colza, olio di girasole alto oleico), sodio caseinato edibile (dal latte), proteine della soia, calcio carbonato, potassio cloruro, emulsionanti (lecitine di soia, E 471), potassio fosfato, olio di pesce, stabilizzanti (E 460, E 466), magnesio cloruro, colina bitartrato, sodio citrato, calcio fosfato, sodio cloruro, vitamina C, magnesio ossido, potassio citrato, ferro solfato, zinco solfato, niacina, manganese cloruro, acido pantotenico, sodio fluoruro, tiamina, riboflavina, vitamina B₆, vitamina E, rame solfato, vitamina A, β -carotene, acido folico, cromo cloruro, potassio ioduro, sodio molibdato, sodio selenito, biotina, vitamina K, vitamina D, vitamina B₁₂.

➋ Alimento para propósitos médicos especiales. Fórmula polimérica, para alimentación por sonda o vía oral, a base de maltodextrina, lípidos, proteína láctea (caseína), con vitaminas y minerales, con EPA y DHA provenientes de aceite de pescado. Para el manejo nutricional de adolescentes y adultos con desnutrición proteico-calórica moderada asociada a anorexia nerviosa, enfermedad neurológica (demencia, alzheimer, parkinson), que no logran suplir sus requerimientos nutricionales con una alimentación normal o modificada. **Porción:** A ser determinada por el profesional de la salud de acuerdo con las necesidades de cada persona. **Notas importantes:** Debe ser utilizado bajo supervisión médica. Monitorear la velocidad de alimentación. No apropiado para personas con galactosemia. Osmolaridad 220 mOsm/L. Densidad energética 1.0 Kcal/mL. **Instrucciones de uso:** Almacenar a temperatura entre 15°C y 25°C. Una vez abierto, usar dentro de las siguientes 24 horas. Agitar bien antes de su uso! No utilizar si la bolsa está dañada o inflada o el contenido está coagulado. No mezclar con medicamentos. Utilizar sólo bajo supervisión médica. No utilizar por vía parenteral. Utilizar por sonda. **Ingredientes:** Agua, maltodextrina, aceites vegetales (aceite de canola, aceite de girasol rico en ácido oleico), caseinato de sodio comestible (procedente de la leche), proteína de soya, carbonato de calcio, cloruro de potasio, emulsificantes (lecitinas de soya, E 471), fosfato de potasio, aceite de pescado, estabilizantes (E 460, E 466), cloruro de magnesio, bitartrato de colina, citrato de sodio, fosfato de calcio, cloruro de sodio, vitamina C, óxido de magnesio, citrato de potasio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, niacina, cloruro de manganeso, ácido pantoténico, fluoruro de sodio, tiamina, riboflavina, vitamina B₆, vitamina E, sulfato cúprico, vitamina A, β -caroteno, ácido fólico, cloruro de cromo, yoduro de potasio, molibdato de sodio, selenito de sodio, biotina, vitamina K, vitamina D, vitamina B₁₂.

➌ ALIMENTO PARA FINS MEDICINAIS ESPECÍFICOS. Nutrição completa por sonda 1 kcal/ml, isenta de fibra, com óleo de peixe. Clinicamente isento de lactose e isento de glúten. Para a gestão nutricional em caso/em risco de malnutrição. **Quantidade recomendada:** Deve ser determinada pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades do doente. Recomendação para nutrição completa ≥ 1500 ml (1500 Kcal)/dia. **Notas importantes:** Deve ser consumido sob supervisão médica. Monitorizar o débito de administração. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado a crianças < 3 anos. Usar com precaução em crianças < 6 anos. Não adequado a doentes com galactosemia. Assegurar o aporte adequado de fluidos. **Instruções de uso:** Conservar à temperatura ambiente. Uma vez aberto, usar no prazo de 24 horas. Agitar bem antes de usar! Não utilizar se a bolsa estiver danificada, insuflada ou o conteúdo coagulado. Não misturar com medicamentos. **Ingredientes:** Água, maltodextrina, óleos vegetais (óleo de colza, óleo de girassol com alto teor oleico), caseinato de sódio comestível (do leite), proteínas de soia, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, emulsionantes (lecitinas de soia, E 471), fosfato de potássio, óleo de peixe, estabilizadores (E 460, E 466), cloreto de magnésio, bitartrato de colina, citrato de sódio, fosfato de cálcio, cloreto de sódio, ácido L-ascórbico, óxido de magnésio, citrato de potássio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, nicotinamida, cloreto de manganês, D-pantotenato de cálcio, fluoreto de sódio, cloridrato de tiamina, riboflavina-5'-fosfato de

sódio, cloridrato de piridoxina, acetato de DL-alfa-tocoferilo, sulfato cúprico, palmitato de retinilo, beta-caroteno, ácido fólico, cloreto de crómio, iodeto de potássio, molibdato de sódio, selenito de sódio, D-biotina, fitomenadiona, coalecalciferol, cianocobalamina. **➍ Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.** Kompletna dieta normokaloryczna (1 kcal/ml), przeznaczona do żywienia dojelitowego przez zgłębnik. Nie zawiera błonnika, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa. Zawiera olej rybny. Do postępowania dietetycznego w stanie niedożywienia lub zagrożenia niedożywieniem. **Podawanie:** Powinno być ustalane przez personel medyczny w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta. Produkt przeznaczony jest do żywienia całkowitego: ≥ 1500 ml (1500 kcal)/dobę. **Ważne informacje:** Należy stosować pod nadzorem lekarza. Podczas stosowania należy monitorować predkość podawania oraz zapewnić odpowiednią podaż płynów. Odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia. Nie podawać dzieciom poniżej 3 lat. Należy zachować ostrożność podczas podawania dzieciom poniżej 6 lat. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u chorych na galaktozemię. **Instrukcja użycia:** Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 24 godzin. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć! Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone, napeczniałe lub zawartość zgęstniała. Nie należy mieszać z produktami leczniczymi. **Składniki:** woda, maltodekstryna, oleje roślinne (olej rzepakowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy), kazeinian sodu (z mleka), białko sojowe, węglan wapnia, chlorek potasu, emulgatory (lecytyny sojowe, E 471), fosforan potasu, olej rybny, stabilizatory (E 460, E 466), chlorek magnezu, dwuwinitan choliny, cytrynian sodu, fosforan wapnia, chlorek sodu, witamina C, tlenek magnezu, cytrynian potasu, siarczan żelaza, siarczan cynku, niacyna, chlorek manganu, kwas pantotenowy, fluorrek sodu, tiamina, ryboflawina, witamina B₆, witamina E, siarczan miedzi, witamina A, β -karoten, kwas foliowy, chlorek chromu (III), jodek potasu, molibdenian sodu, selenin sodu, biotylna, witamina K, witamina D, witamina B₁₂.

➎ Potravina pro zvláštní lékařské účely. Nutričně kompletní (1 kcal/ml) dieta určená k podávání sondou, bez vlákniny, s rybím olejem. S nízkým obsahem laktózy a bez lepku. Pro řízenou dietní výživu při malnutrici či při jejím riziku. **Dávkování:** Musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Doporučené dávkování pro celkovou výživu je ≥ 1500 ml (1500 kcal)/den. **Důležitá upozornění:** Podávat pod lékařským dohledem. Sledujte rychlost podávání. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Není vhodné pro děti do 3 let. Užívat opatrně u dětí do 6 let. Není vhodné pro pacienty s galaktosémií. Zajistěte dostatečný příjem tekutin. **Návod k použití:** Uchovávejte při pokojové teplotě. Po otevření použijte do 24 hodin. Před použitím dobře protřepejte! Nepoužívejte, je-li vak poškozen, je-li nafouklý, nebo jestliže je jeho obsah vysrážený. Nemíchejte s léky. **Složení:** Voda, maltodextrin, rostlinné oleje (řepkový olej, slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové), jedlý kazeinát sodný (z mléka), sójová bílkovina, uhličitán vápenatý, chlorid draselný, emulgátory (sojové lecitiny, E 471), fosforečnan draselný, rybí olej, stabilizátory (E 460, E 466), chlorid hořečnatý, cholin bitartrát, citrát sodný, fosforečnan vápenatý, chlorid sodný, vitamin C, oxid hořečnatý, citrát draselný, síran železnatý, síran zinečnatý, niacin, chlorid manganatý, kyselina pantothenová, fluorid sodný, thiamin, riboflavin, vitamin B₆, vitamin E, síran měďnatý, vitamin A, β -karoten, kyselina listová, chlorid chromitý, jodid draselný, molybdenan sodný, seleničitan sodný, biotin, vitamin K, vitamin D, vitamin B₁₂.

➏ Potravina na osobitné lekárske účely. Nutrične kompletná 1 kcal/ml výživa na podávanie sondou, bez vlákniny, s rybím olejom. Klinicky bez laktózy a bez lepku. Na diétny režim pri súčasnej alebo hrozjacej podvýžive. **Dávkovanie:** Musí stanoviť lekár podľa potrieb pacienta. Na celkovú výživu sa odporúča ≥ 1500 ml (1500 kcal)/deň. **Dôležité upozornenia:** Podávajte pod lekársym dohľadom. Sledujte rýchlosť podávania. Vhodné ako jediný zdroj výživy. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Deťom do 6 rokov podávajte opatrne. Nevhodné pre pacientov s galaktozémiou. Je potrebné zaistiť dostatočný príjem tekutín. **Pokyny k použitiu:** Uchovávajte pri izbovej teplote. Po otvorení použite do 24 hodín. Pred použitím dobre premiešajte! Nepoužívajte, ak je vak poškodený, vydutý alebo obsahuje zrazeniny. Nemiešajte s liekmi. **Složenie:** voda, maltodextrín, rastlinné oleje (repkový olej, slnečnicový olej s vysokým obsahom kyseliny olejovej), jedlý kazeinát sodný (z mlieka), sójová bielkovina, uhličitán vápenatý, chlorid draselný, emulgátory (sojové lecitíny, E 471), fosforečnan draselný, rybí olej, stabilizátory (E 460, E 466), chlorid horečnatý, cholin bitartrát, citran sodný, fosforečnan vápenatý, chlorid sodný, vitamin C, oxid horečnatý, citran draselný, síran železnatý, síran zinočnatý, niacin, chlorid mangánatý, kyselina pantoténová, fluorid sodný, tiamin, riboflavin, vitamin B₆, vitamin E, síran meďnatý, vitamin A, beta-karoten, kyselina listová, chlorid chromitý, jodid draselný, molybdenan sodný, seleničitan sodný, biotín, vitamin K, vitamin D, vitamin B₁₂.

Not for parenteral (I.V.) use / Il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale. / iNo utilizar por vía parenteral (I.V.)! / Não utilizar por via (I.V.) parentérica! / Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego (dożylnego)! / Není určeno k parenterálnímu (i. v.) podání / Nepodávajte parenterálne (i.v.)!

Technical Specifications

EasyBag Fresubin Original	
Size:	1000 ml
Document:	0457911_3_GB-I-E(COL)-P-PL-CZ-SK
Colours:	2 Colours
	Pantone 300 C
	Pantone 101 C
Languages:	GB-I-E(COL)-P-PL-CZ-SK
Number of Languages:	7
Type size:	6,5/6,5 pt
Page of Document:	2
Date:	17-10-2025

Fresubin®
ORIGINAL


Nutrition values/Dichiarazione nutrizionale/Declaración nutricional/ Declaração nutricional/Wartości odżywcze/Výživové údaje		/100 ml
Energy value/Energia/Valor energético/ Energie/Energetická hodnota.....	kJ/kcal.....	420/100
Fat/Grassi/Grasas/Lípidos/Tłuszcz/Tuky.....	g.....	3,3
of which/di cui/de las cuales/dos quais/w tym/z toho		
- saturates/acidi grassi saturi/AG saturados/ saturados/kwasy tłuszczowe nasycone/ nasyčené mastné kyseliny/nasytené mastné kyseliny.....	g.....	0,3
- mono-unsaturates/acidi grassi monoinsaturi/ AG monoinsaturados/monoinsaturados/kwasy tłuszczowe jednonienasycone/mononenasyčené mastné kyseliny/ mononenasytené mastné kyseliny.....	g.....	2,2
- polyunsaturates/acidi grassi polinsaturi/ AG poliinsaturados/polinsaturados/kwasy tłuszczowe wielonienasycone/polynenasyčené mastné kyseliny/polynenasýtené mastné kyseliny.....	g.....	0,8
- Eicosapentaenoic acid (EPA) + docosahexaenoic acid (DHA)/EPA + DHA.....	g.....	0,03
Carbohydrate/Carboidrati/Hidratos de carbono/ Weglowodany/Sacharidy.....	g.....	1,4
of which/di cui/de los cuales/dos quais/w tym/z toho		
- sugars/zuccheri/azúcares/ açúcares/cukry.....	g.....	0,9
- lactose/lattosio/lactosa/ laktóza/laktóza.....	g.....	≤ 0,03
Fibre/Fibra/Blonnik/Vláknina.....	g.....	0
Protein/Proteine/Proteínas/Białko/ Bílkoviny/Bielkoviny*	g.....	3,8
Salt/Sale/Sal/Sól/Sôl/Sof.....	g.....	0,19
Vitamin A/Vitamina A/Vitamina A/ Vitamin A.....	µg RE/ER.....	92,0
of which/di cui/de la cual/da qual/w tym/z toho		
- β-carotene/β-caroteno/β-karoten/ beta-karotén.....	µg RE/ER.....	22,0
Vitamin D/Vitamina D/Vitamina D/Vitamin D.....	µg.....	1,3
Vitamin E/Vitamina E/Vitamina E/ Vitamin E.....	mg α-TE/α-ET.....	1,3
Vitamin K/Vitamina K/Vitamina K/Vitamin K.....	µg.....	6,7
Vitamin C/Vitamina C/Vitamina C/Vitamin C.....	mg.....	6,7
Thiamin/Tiamina/Tiamin/Tiamin.....	mg.....	0,13
Riboflavin/Riboflavina/ Ryboflawina/Riboflavin.....	mg.....	0,17
Niacin/Niacina/Niacyna/Niacin.....	mg (mg NE/EN).....	1,6 (2,4)
Vitamin B ₆ /Vitamina B ₆ /Vitamina B ₆ / Vitamin B ₆	mg.....	0,16
Folic acid/Ácido fólico/Ácido fólico/ Kwas foliowy/Kyselina listová.....	µg.....	26,7
Vitamin B ₁₂ /Vitamina B ₁₂ /Vitamina B ₁₂ / Vitamin B ₁₂	µg.....	0,27
Biotin/Biotina/Biotyna/Biotin.....	µg.....	5,0
Pantothenic acid/Ácido pantoténico/ Ácido pantoténico/Kwas pantotenowy/ Kyselina pantotenová/ Kyselina pantoténová.....	mg.....	0,47
Sodium/Sodio/Sódio/Sód/Sodik/Sodík.....	mg/mmol.....	75,0/3,3
Potassium/Potasio/Potasio/ Potássio/Potas/Draslik.....	mg/mmol.....	125/3,2
Chloride/Cloruro/Cloreto/Chlorek/ Chloridy/Chlorid.....	mg/mmol.....	115/3,2
Calcium/Calcio/Cálcio/Wapń/ Vápník/Vápník.....	mg/mmol.....	80,0/2,0
Phosphorus/Fosforo/Fósforo/Fosfor.....	mg/mmol.....	63,0/2,0
Magnesium/Magnesio/Magnésio/ Magnez/Hořčík/Horčík.....	mg/mmol.....	25,0/1,0
Iron/Ferro/Hierro/Zelazo/Železo.....	mg.....	1,3
Zinc/Zinco/Cynk/Zinek/Zinok.....	mg.....	1,2
Copper/Rame/Cobre/Miedź/Měď/Med' Manganese/Manganeso/Manganês/ Mangan/Mangán.....	mg.....	0,13
Fluoride/Fluoruro/Fluoreto/Fluorek/ Fluoridy/Fluorid.....	mg.....	0,27
Selenium/Selenio/Selénio/Selen/Selén.....	µg.....	0,13
Chromium/Cromo/Crómio/Chrom/Chróm.....	µg.....	6,7
Molybdenum/Molibdeno/Molibdénio/ Molibden/Molybden/Molybdén.....	µg.....	10
Iodine/Ioduro/Yoduro/Iodo/Jod/Jód.....	µg.....	13,3
Choline/Colina/Cholina/Cholin/Cholín.....	mg.....	36,7

750 ml

500 ml

250 ml

Osmolarity/Osmolarità/Osmolaridad/
Osmolaridade/Osmolarność/
Osmolarita.....220 mosmol/l
Water/Acqua/Agua/Água/
Woda/Voda.....84 ml/100 ml
Fat/Grassi/Grasas/Lípidos/
Tłuszcz/Tuky.....30 kJ%
Carbohydrate/Carboidrati/
Hidratos de carbono/
Weglowodany/Sacharidy.....55 kJ%
Fibre/Fibra/Blonnik/Vláknina.....0 kJ%
Protein/Proteine/Proteínas/Białko/
Bílkoviny/Bielkoviny.....15 kJ%
* intact milk proteins, intact soya protein/proteine intere del
latte, proteine intere della soia/proteínas intactas de leche,
proteínas intactas de soya/proteínas do leite intactas, proteínas
de soja intactas/nienaruszone białka mleka, nienaruszone
białko sojowe/intaktní mléčné bílkoviny, intaktní sójová bílkovina/
intaktné mliečne bielkoviny, intaktná sójová bielkovina



www.fresenius-kabi.com

1000 ml
(1000 kcal/4200 kJ)



045791U3 GP-I-ECOL-P-PL-C2-SK

Distributor/Distributore/Distribuidor/Dystrybutor/Distributor/Distribútor:

Fresenius Kabi Ltd., UK:Runcorn, WA7 1NT IE-Balbriggan, K32 X065 • Fresenius Kabi Australia, 2 Woodland Way, Mt Kuring-gai NSW 2080 • Fresenius Kabi New Zealand, HSBC Tower, Level 14, 188 Quay Street, Auckland 1010 • Fresenius Kabi Italia S.r.l., I-37063 Isola della Scala/Verona • Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda., Z.I. do Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros • Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa • Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 Česká republika • Fresenius Kabi Colombia S.A.S., Av. Cra. 7 # 155C-20 North Point Torre E, Piso 40, Bogotá D.C., Colombia, Registro Sanitario INVIMA: RSA-0030312-2024 • Fresenius Kabi South Africa, 162 Tonetti Street, Halfway House, 1685

Manufacturer/Officina di Produzione/Fabricante/Producent/Výrobce/Výrobca:

Fresenius Hemocare Netherlands B.V.
7881 HM Emmer-Compascuum/Netherlands



LOT :

▲ Best before end/Da consumarsi preferibilmente entro la
fine di/Consumir preferentemente antes del fin de/
Consumir de preferència antes do fim de/Najlepiej spożyć
przed końcem/Minimální trvanlivost do konce/Minimálna
trvanlivost do konca:

see coding on front or back/vedere parte anteriore o retro della
sacca/ver código al frente o al dorso/ver codificação na parte
da frente ou de trás da embalagem/data i numer partii na
opakowaniu/viz označení na přední nebo zadní straně
obalu/pozri označenie na prednej alebo zadnej strane
obalu

Not for parenteral (I.V.) use / Il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale. / !No utilizar por via
parenteral (I.V.)! / Não utilizar por via (I.V.) parentérica! / Produkt nie jest przeznaczony do stosowania
pozajelitowego (dożylnego)! / Není určeno k parenterálnímu (i. v.) podání! / Nepodávajte parenterálne (i.v.)!