

Milupa PKU - Maternal

Potravina pro zvláštní lékařské účely. Pro řízenou dietní výživu při prokázané fenylketonurii u těhotných žen (ve spojení se standardním příjmem kyseliny listové dle doporučení lékaře). Neochucená směs esenciálních a neesenciálních aminokyselin bez fenylalaninu s vitamíny, minerálními látkami a stopovými prvky, v prášku.

Důležitá upozornění: Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. **Určeno výhradně pro těhotné ženy s prokázanou fenylketonurií (PKU).**

Upozornění: Dieta s Milupa PKU - Maternal musí obsahovat také dostatečné množství přirozených bílkovin, esenciálních mastných kyselin a ostatních živin v lékařem stanoveném množství, aby byly pokryty potřeby fenylalaninu a základní nutriční potřeby pacientky.

Příprava a použití: Doporučené dávkování přípravku určí lékař nebo pracovník kvalifikovaný v oblasti klinické výživy v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacientky. Doporučené denní množství by mělo být rovnoměrně rozdělené do 3 – 5 porcí podávaných společně s jídlem v průběhu dne. Přípravek může být podáván společně s ovocnými šťávami, čajem nebo s ovocným či zeleninovým pyré. Příprava s ovocnou či zeleninovou šťávou: Do šejkru nasypete předepsané množství Milupa PKU - Maternal a přidejte 100 ml ovocné nebo zeleninové šťávy. Šejkr uzavřete a dobře protřepejte. Po použití šejkr důkladně umyjte. Každou porci spotřebujte ihned po přípravě.

Osmařování při ředění 10 g přípravku + 100 ml vody je 590 mOsmol/kg H₂O.

Skladování: Skladujte na chladném a suchém místě. Po každém použití plechovku dobře uzavřete. Obsah plechovky spotřebujte do 4 týdnů po otevření.

Složení: L-lysin-L-aspartát, L-arginin-L-aspartát, L-tyrosin, kyselina L-glutamová, maltodextrin, L-leucin, L-glutamin, L-prolin, L-valin, L-alanin, L-isoleucin, glycin, L-serin, L-threonin, kyselina L-asparagová, L-histidin, L-methionin, L-cystin, cholin bitartrát, L-tryptofan, oxid hořečnatý, kyselina L-askorbová, fosforečnan vápenatý, síran železnatý, síran zinečnatý, DL- α -tokoferyl-acetát, nikotinamid, síran manganatý, D-pantothenát vápenatý, síran měďnatý, pyridoxin-hydrochlorid, fluorid sodný, thiamin-hydrochlorid, riboflavin, retinyl-acetát, kyselina pteroylmonoglutamová, jodid draselný, chlorid chromitý, molybdenan sodný, seleničitan sodný, fytomenadion, D-biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin. **Minimální trvanlivost do:** viz dno plechovky.

Výrobce: SHS International Ltd., 100 Wavertree Boulevard, Liverpool L7 9PT, Velká Británie.
Kontakt pro ČR: Danone a.s., V parku 2294/2, 148 00 Praha 4 – Chodov, infolinka: 800 110 001, www.svetpku.cz

Obsah: **500 g e**



Nutriční informace na 100 g prášku:				
Energetická hodnota	1381	kJ	Vitamin E	15 mg (α-TE)
	325	kcal	Vitamin K	72 µg
Tuky	0	g	Thiamin	1,5 mg
	z toho		Riboflavin	1,7 mg
Nasycené mastné kyseliny	0	g	Niacin	19,0 mg (39 mg NE)
Sacharidy	3,7	g	Kyselina pantothenová	6,8 mg
z toho cukry	0,24	g	Vitamin B ₆	2,2 mg
Vláknina	0	g	Kyselina listová	406 µg
Bílkoviny (ekvivalent)	77,5	g	Vitamin B ₁₂	5,8 µg
	z toho		Biotin	53 µg
L-alanin	4,80	g	Vitamin C	110 mg
L-arginin	5,10	g	Minerální látky a stopové prvky	
Kyselina L-asparagová	11,6	g	Sodík	<50,0 mg
L-cystin	1,30	g	Draslík	<50,0 mg
Kyselina L-glutamová	7,50	g	Chlorid	<50,0 mg
L-glutamin	6,00	g	Vápník	1300 mg
Glycin	4,40	g	Fosfor	692 mg
L-histidin	1,80	g	Hořčík	380 mg
L-isoleucin	4,53	g	Železo	40 mg
L-leucin	6,87	g	Zinek	14 mg
L-lysin	5,39	g	Měď	1,6 mg
L-methionin	1,70	g	Mangan	3 mg
L-fenylalanin	-*	g	Fluorid	1,20 mg
L-prolin	5,80	g	Molybden	90 µg
L-serin	4,10	g	Selen	75 µg
L-threonin	3,90	g	Chrom	80 µg
L-tryptofan	1,20	g	Jód	300 µg
L-tyrosin	8,40	g	Jiné	Cholin 480 mg
L-valin	5,60	g		
Sůl	<0,10	g	*Nepřidáno	
Vitaminy				
Vitamin A	675	µg		
Vitamin D	22	µg		

NUT1775, SAP etikety: 218233