

MILUPA PKU 2 MIX

Potravina pro zvláštní lékařské účely. Pro řízenou dietní výživu při fenylketonurii a hyperfenylalaninémii u dětí od 1 roku věku. Směs aminokyselin bez fenylalaninu s tuky, sacharidy, vitaminy, minerálními látkami a stopovými prvky, v prášku.

Důležitá upozornění: Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Určeno pro děti od 1 roku věku. **Určeno výhradně pro pacienty s fenylketonurií a hyperfenylalaninérií.**

Upozornění: Dieta s Milupa PKU 2 Mix musí obsahovat odpovídající množství energie, přirozených bílkovin a ostatních živin v množství stanoveném lékařem, aby byly pokryty potřeby fenylalaninu a základní nutriční potřeby pacienta.

Doporučené dávkování: Určí lékař nebo pracovník kvalifikovaný v oblasti klinické výživy v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta. Denní dávka musí být pravidelně upravována pod dohledem odborníka.

Příprava a použití: Doporučené denní množství by mělo být rovnoměrně rozdělené do 3 až 5 porcí podávaných v průběhu dne. Přípravek podávejte s vypočteným množstvím ostatních jídel nebo nápojů (např. vody, ovocného džusu, ovocného pyré).

Po posledním jídle před spaním vyčistěte zuby. Standardní ředění je 15 g prášku (2 odměrky) + 90 ml vody = 1 porce.

Skladování: Skladujte na suchém a chladném místě. Po každém použití plechovku dobře uzavírejte. Obsah plechovky spotřebujte do 4 týdnů po otevření. Baleno v ochranné atmosféře.

Složení: maltodextrin, rostlinné oleje (palmový, řepkový, kokosový, slunečnicový), L-lysin-L-aspartát, kyselina L-glutamová, L-glutamin, laktóza (z kravského mléka), L-leucin, L-prolin, fosforečnan vápenatý, L-valin, L-aspartát hořečnatý, L-isoleucin, L-tyrosin, L-serin, L-threonin, L-alanin, hydrogenufosforečnan draselný, citronan sodný, L-arginin, cholin bitartrát, chlorid vápenatý, glycin, L-cystin, L-histidin, L-methionin, L-tryptofan, emulgátor (estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou), inositol, kyselina L-askorbová, L-karnitin, uhličitán vápenatý, síran železnatý, síran zinečnatý, DL- α -tokoferyl-acetát, nikotinamid, retinyl-acetát, antioxidant (askorbyl-palmitát), D-pantothenát vápenatý, síran manganatý, síran měďnatý, chlorid chromitý, fluorid sodný, thiamin-mononitrát, pyridoxin-hydrochlorid, riboflavin, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamová, molybdenan sodný, seleničitan sodný, D-biotin, fytomenadion, cholekalciferol, kyanokobalamin.

Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky.

Obsah: 400 g e

Výrobce: Milupa GmbH, Fulda, Německo.
Kontakt pro ČR: Danone a. s., V parku 2294/2,
148 00 Praha 4 – Chodov, infolinka: 800 110 001,
www.svetpku.cz



Nutriční informace	na 100 g prášku:	na porci:*	Nutriční informace	na 100 g prášku:	na porci:*
Energetická hodnota	1845	275 kJ	Vitaminy		
	439	66 kcal	Vitamin A	810	121 µg
Tuky	18,6	2,8 g	Vitamin D	18,9	2,83 µg
z toho			Vitamin E	10,8	1,62 mg (α-TE)
Nasycené mastné kyseliny	8,2	1,2 g	Vitamin K	25,2	3,77 µg
Mononenasycené mastné kyseliny	7,1	1,1 g	Thiamin	1,03	0,15 mg
Polynenasycené mastné kyseliny	3,3	0,5 g	Riboflavin	1,10	0,17 mg
- Kyselina linolová	2,85	0,427 g	Vitamin B ₆	0,95	0,14 mg
- Kyselina α-linolenová	0,28	0,042 g	Niacin	10,3	1,54 mg
Sacharidy	40,9	6,1 g		(19,3	2,89 mg NE)
z toho cukry	5,5	0,8 g	Biotin	27,0	4,05 µg
Vláknina	0	0 g	Kyselina listová	103	15,5 µg
Bílkoviny (ekvivalent)	27,0	4,1 g	Vitamin B ₁₂	2,03	0,30 µg
z toho			Kyselina pantothenová	5,13	0,77 mg
L-alanin	1,24	0,19 g	Vitamin C	40,5	6,24 mg
L-arginin	1,03	0,15 g	Minerální látky a stopové prvky		
Kyselina L-asparagová	3,44	0,52 g	Sodík	256	38,5 mg
L-cystin	0,70	0,10 g	Draslík	540	81,1 mg
Kyselina L-glutamová	6,30	0,94 g	Vápník	1035	155 mg
Glycin	0,70	0,10 g	Hořčík	142	21,3 mg
L-histidin	0,70	0,10 g	Fosfor	620	93,0 mg
L-isoleucin	1,74	0,26 g	Chloridy	405	60,8 mg
L-leucin	2,93	0,44 g	Železo	12,2	1,82 mg
L-lysin	2,09	0,31 g	Zinek	8,92	1,34 mg
L-methionin	0,70	0,10 g	Měď	0,96	0,14 mg
L-fenylalanin	-	-	Jod	146	21,9 µg
L-prolin	2,74	0,41 g	Mangan	1,62	0,24 mg
L-serin	1,55	0,23 g	Fluor	0,70	0,10 mg
L-threonin	1,39	0,21 g	Chrom	40,5	6,08 µg
L-tryptofan	0,54	0,08 g	Molybden	43,0	6,40 µg
L-tyrosin	1,73	0,26 g	Selen	24,3	3,65 µg
L-valin	2,09	0,31 g	Jiné		
Sůl	0,6	0,1 g	L-karnitin	40,5	6,07 mg
			Cholin	351	52,7 mg
			Inositol	121	18,2 mg

*1 porce = 15 g prášku + 90 ml vody. Balení obsahuje přibližně 26 porcí.