

By Kateřina Guřanová at 10:58 am, May 22, 2023

Recto 1

Nestlé Health Science®

PEPTAMEN®

Junior PHGG

1.2 kcal/ml
 Kompletní výživa na bázi peptidů /
 Kompletná výživa na báze peptidov

Vanilková příchut'
 Vanilková prichuť

500 ml e

Potravina pro zvláštní lékařské účely. Nutričně kompletní potravina od 1 roku. Není určeno pro parenterální použití.

Potraviny na osobitné lekárske účely. Výživovo kompletaná potravina od 1. roka. Neslúži na parenterálne použitie.

* /500ml

Minimální trvanlivost do / Číslo šarže:

Minimálna trvanlivosť do / Číslo šarže:

Best before / Lot:
Mindestens haltbar bis /
Lot-Nr.:
A consommér de préférence
avant le / N° de lot:

74 mm

16 mm
Existing Smartflex
(Do not Print, For viewing
purposes only)

70 mm

620
kcal*

18 g*

6 g*
PHGG

slátkyny

ČZ Enterální výživa určená pro řízenou dietní výživu při onemocnění související s podvýživou, pro pacienty s malabsorpcí a/ nebo poruchami trávení mající problémy s funkcí střev, od 1 roku.

Důležité upozornění: Má být podáváno na základě doporučení lékaře nebo kvalifikovaného odborníka v oblasti klinické výživy. Potravina je vhodná jako jediný zdroj výživy. Vhodné od 1 roku. **Není určeno pro pacienty s alergií na mléčné bílkoviny.** Nepřidávejte do výrobku potraviny ani léky. Pro udržení stálého průtoku se doporučuje použití enterální pumpy.

Návod na použití a ke skladování: Před použitím důkladně protřepte. Neotevřené uchovávejte v suchu při pokojové teplotě. Po otevření spotřebujte do 24 hodin. Po otevření skladujte uzavřené v chladničce a spotřebujte do 24 hodin. Výživa přelita z originálního obalu do jiného sterilního obalu musí být těsně uzavřena a zkonzumována během 6 hodin.

Doporučené denní dávkování: 500-1500 ml v závislosti na výživových potřebách dítěte nebo na základě doporučení lékaře nebo kvalifikovaného odborníka v oblasti klinické výživy.

Složení: pitná voda, maltodextrin, částečně hydrolyzované bílkoviny mléčné sýrovátky, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (MCT tuky), cukr, sójový olej, vláknina (částečně hydrolyzovaná guarová guma PHGG), minerální látky (vápenaté soli kyseliny fosforečné, chlorid hořečnatý, chlorid draselný, chlorid sodný, draselné soli kyseliny fosforečné, citrónan draselný, sodné soli kyseliny fosforečné, vápenaté soli kyseliny citrónové, oxid hořečnatý, mléčnan železnatý, síran zinečnatý, glukonan měďnatý,

74 mm

70 mm

Recto 2

šírán manganatý, fluorid sodný, jodid draselný, chlorid chromitý a jeho hexahydrát, seleničitan sodný, molybdenan sodný), emulgátory (sójový lecitín, E 471), rybí olej), zahušťovač [E 412], cholin bitarát, aroma, vitamíny [C, E, B12], kyselina pantothénová, B6, biotín, riboflavin, A, folát, biotín, K, D, B12), regulátor kyselosti [E 525], taurín, stabilizátor (karagenan), L-karnitín, inositol. Bez lepku. Ošetrené UHT. Baleno v ochranné atmosfére.

SK Entérna výživa určená na diétny režim pacientov pri podvýžive súvisiacej s ochorením, najmä pre pacientov s malabsorpciou a/alebo poruchami trávenia a poruchou funkcie čreva, od 1. roka.

Dôležité upozornenie: Používajte pod lekárskym dohľadom alebo kvalifikovaného odborníka v oblasti klinickej výživy. Potravina je vhodná na používanie ako jediný zdroj výživy. Vhodné od 1. roka. **Nie je určené pre pacientov s alergiou na mliečne bielkoviny.** Do výrobu nepridávajú potraviny ani lieky. Na udržanie stáleho prietoku sa odporúča použitie enterálnej pumpy.

Návod na použitie a skladovacie podmienky: Pred použitím dôkladne potrepte! Neotvorené skladujte v suchu pri izbovej teplote. Po otvorení spotrebujte do 24 hodín. Po otvorení uzatvorte vekom, skladujte v chladničke a spotrebujte do 24 hodín. Výživa preliata z originálneho obalu do iného sterilného obalu musí byť tesne uzavretá a skonzumovaná počas 6 hodín.

Odporúčané denné dávkovanie: 1000-1500 ml v závislosti od výživových potrieb dieťaťa alebo na základe odporúčania lekára alebo kvalifikovaného odborníka v oblasti klinickej výživy.

Zloženie: pitná voda, maltodextrín, čiastočne hydrolyzované bielkoviny mliečnej srvátky, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (MCT tuky), cukor, sójový olej, vláknina [čiastočne hydrolyzovaná guma PHGG], minerálne látky (vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej, chlorid horečnatý, chlorid sodný, chlorid sodný, draselné soli kyseliny ortofosforečnej, citran draselný, sodné soli kyseliny ortofosforečnej, vápenaté soli kyseliny citrónovej,

71 mm

70 mm

oxid horečnatý, mliečnan železnatý, síran zinočnatý, glukónan mednatý, síran mangánatý, fluorid sodný, železo draselné, chlorid chromitý (III) a jeho hexahydrát, seleničitan sodný, molybdenan sodný), emulgátor (sójový lecitín, E 471), rybí olej, zahusťovadlo (E 412), cholin dvojvinan, aróma, vitamíny (C, E, niacin, kyselina pantoténová, B6, thiamín, riboflavin, A, folát, biotín, K, D, B12), regulátor kyslosti (E 525), taurín, stabilizátor (karagénan), L-karnitín, inozitol. Bezgluténový výrobok. Ošetrované UHT. Balené v ochrannej atmosfére.

		100 ml	500 ml
Energie / Energia	kJ / kcal	518 / 124	2590 / 620
Tuky (38% kcal)	g	5,2	26
z toho:			
- nasýtené mastné kyseliny / nasýtené mastné kyseliny	g	3,1	15
- MČT tuky	g	2,8	14
- mononenasýtené mastné kyseliny / mononenasýtené mastné kyseliny	g	1,0	5,0
- polynenasýtené mastné kyseliny / polynenasýtené mastné kyseliny	g	1,0	5,0
- Omega-3 mastné kyseliny	mg	140	700
- Omega-6 mastné kyseliny	mg	900	4500
Sacharidy (48% kcal)	g	15	75
z toho:			
- cukry	g	3,0	15
- laktóza	g	<0,090	-
Vláknina (2% kcal)	g	1,2	6,0
Bílkoviny / Bielkoviny (12% kcal)	g	3,6	18
Sól / Soľ	g	0,13	0,65

71 mm

70 mm

Vitamíny		100 ml	500 ml	Minerálne látky / Minerálne látky		100 ml	500 ml
A	µg RE	62	310	Sodík	mg	54	270
D	µg	2,1	10,5	Draslík	mg	178	890
E	mg	1,1	5,5	Chlórny	mg	108	540
K	µg	6,5	32	Vápnik / Vápnik	mg	108	540
C	mg	6,0	30	Fosfor	mg	82	410
Thiamin / B1	mg	0,11	0,55	Horčík / Horčík	mg	23	115
Riboflavin / B2	mg	0,11	0,55	Železo	mg	1,2	6,0
Niacin / Niacin	mg / mg NE	1,1 / 2,3	5,5 / 11	Zinok / Zinok	mg	0,78	3,9
B6	mg	0,14	0,70	Meď / Meď	mg	0,10	0,50
Kyselina listová	µg	17	85	Mangan / Mangan	mg	0,16	0,80
B12	µg	2,30	1,5	Fluoridy	mg	0,086	0,43
Biotin / Biotin	µg	0,9	14	Selen / Selen	µg	4,0	20
Kyselina pantothénová	µg	0,49	2,4	Chrom / Chrom	µg	2,8	14
Kyselina pantoténová	mg			Moľbden / Moľbden	µg	7,3	36
				Jód	µg	12	60
				Cholin / Cholin	mg	30	150
				Inozitol / Inozitol	mg	9,7	49
Obsah vody: 81 g / 100 ml				Osmolarita: 383 mOsm / l			
RE = Retinol Ekvivalent				NE = Niacin Ekvivalent / Niacin Ekvivalent			

74 mm

70 mm

CZ Distributor: **Nestlé Česko s.r.o.**,
Mezi Vodami 2035/31,
143 20 Praha 4, Česká republika,
Tel.: 800 135 135; www.nestlehealthscience.cz

SK Distribútor: **Nestlé Slovensko s.r.o.**,
Košovská cesta 11,
971 27 Prievidza, Slovenská republika.
Tel.: 8000 135 135; www.nestlehealthscience.sk

Hersteller: Nestlé Health Science [Deutschland] GmbH,
Dr. Wandaer Str. 11, 675 74 Ostfilden, Nemecko

500 ml e

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

D2D ARTWORK PREPRESS MASTERFILE	Product Brand	Peptamen	Selling Markets	CZ-SK
	Denominator	Junior PHGG	Production Plant	Osthofen - DE
	Packaging size / weight	500ml	Tech. drawing / spec nbr.	_
	Packaging type	Front resticker	Printer - Print process	Printed locally - TBC
	Variant	Vanilla	Colour Profile	
	ZPCK		Substrate color	
	GTIN	8445290169006	Cap information	
	FERT	12513514	Fonts	DIN Pro
	TD Code	515717	Min Font Size	6.68pt – Height: 1,2 mm (E.U. Ready)
	Recipe ID	ACEL060	D2D Execution Manager	Tamara Boschung

File Name: Peptamen_Junior PHGG_Vanilla_Front resticker_500ml_CZ-SK_AWP_TD515717

SGS&CO
SGS&CO Suisse S.A.

PROOF: **CR0**
V4

MySGS Number: 7249731
OP initial: DA
Date: 18-May-2023

Density	Cyan	Magenta	Yellow	PANTONE 280 C
100				
50				
25				
	1.38%	0.27%	2.07%	6.33%